

# Vet<sup>®</sup> Suture

## BOAS ESCOLHAS

### TRAZEM BONS RESULTADOS



## NYLON PRETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-2**  
Cuticular

**2** **1,5m**  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-23**  
Cuticular

**2** **3,0cm**  
45 cm

Agulha 3/8 Cortante

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-1**  
Cuticular

**1** **1,5m**  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-13**  
Cuticular

**1** **3,0cm**  
45 cm

Agulha 3/8 Cortante

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-0**  
Cuticular

**0** **1,5m**  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-02**  
Cuticular

**0** **2,0cm**  
45 cm

Agulha 3/8 Cortante

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-03**  
Cuticular

**0** **3,0cm**  
45 cm

Agulha 3/8 Cortante

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-20**  
Cuticular

**2-0** **1,5m**  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-202**  
Cuticular

**2-0** **2,0cm**  
45 cm

Agulha 3/8 Cortante

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-203**  
Cuticular

**2-0** **3,0cm**  
45 cm

Agulha 3/8 Cortante

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO



# Vet<sup>®</sup> Suture

## BOAS ESCOLHAS

## TRAZEM BONS RESULTADOS



## NYLON PRETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-30**  
Cuticular

**Vet<sup>®</sup> 3-0** 1,5 m  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-302**  
Cuticular

**Vet<sup>®</sup> 3-0** 2,0 cm  
45 cm

Agulha 3/8 Cortante

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-303**  
Cuticular

**Vet<sup>®</sup> 3-0** 3,0 cm  
45 cm

Agulha 3/8 Cortante

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-40**  
Cuticular

**Vet<sup>®</sup> 4-0** 1,5 m  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-402**  
Cuticular

**Vet<sup>®</sup> 4-0** 2,0 cm  
45 cm

Agulha 3/8 Cortante

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-403**  
Cuticular

**Vet<sup>®</sup> 4-0** 3,0 cm  
45 cm

Agulha 3/8 Cortante

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-502**  
Cuticular

**Vet<sup>®</sup> 5-0** 2,0 cm  
45 cm

Agulha 3/8 Cortante

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO

NYLON PRETO  
Monofilamento - Sutura não absorvível

**N-602**  
Cuticular

**Vet<sup>®</sup> 6-0** 2,0 cm  
45 cm

Agulha 3/8 Cortante

Estéril: Raio Gama Co.60 / ETO



# Vet<sup>®</sup> Suture

**BOAS ESCOLHAS**

**TRAZEM BONS RESULTADOS**



## ACIDO POLIGLICÓLICO

**ÁCIDO POLIGLICÓLICO** **PGA-240**  
Sutura Sintética Absorvível Cuticular

**2**  
70 cm

4,0 cm

Agulha 1/2 Cortante  
Estéril: Óxido de Etileno / ETO

**ÁCIDO POLIGLICÓLICO** **PGA-14**  
Sutura Sintética Absorvível Gastrointestinal

**1**  
70 cm

4,0 cm

Agulha 1/2 Cortante  
Estéril: Óxido de Etileno / ETO

**ÁCIDO POLIGLICÓLICO** **PGA-13**  
Sutura Sintética Absorvível Gastrointestinal

**1**  
70 cm

3,0 cm

Agulha 3/8 Cilíndrica  
Estéril: Óxido de Etileno / ETO

**ÁCIDO POLIGLICÓLICO** **PGA-04**  
Sutura Sintética Absorvível Gastrointestinal

**0**  
70 cm

4,0 cm

Agulha 1/2 Cilíndrica  
Estéril: Óxido de Etileno / ETO

**ÁCIDO POLIGLICÓLICO** **PGA-03**  
Sutura Sintética Absorvível Gastrointestinal

**0**  
70 cm

3,0 cm

Agulha 3/8 Cilíndrica  
Estéril: Óxido de Etileno / ETO



# Vet<sup>®</sup> Suture

**BOAS ESCOLHAS**

**TRAZEM BONS RESULTADOS**



## ACIDO POLIGLICÓLICO

ÁCIDO POLIGLICÓLICO **PGA-204**  
Sutura Sintética Absorvível Gastrointestinal

**Vet<sup>®</sup> 2-0**  
70 cm

4,0 cm

Agulha 1/2 Cilíndrica  
Estéril: Óxido de Etileno / ETO

ÁCIDO POLIGLICÓLICO **PGA-203**  
Sutura Sintética Absorvível Gastrointestinal

**Vet<sup>®</sup> 2-0**  
70 cm

3,0 cm

Agulha 3/8 Cilíndrica  
Estéril: Óxido de Etileno / ETO

ÁCIDO POLIGLICÓLICO **PGA-303**  
Sutura Sintética Absorvível Gastrointestinal

**Vet<sup>®</sup> 3-0**  
70 cm

3,0 cm

Agulha 3/8 Cilíndrica  
Estéril: Óxido de Etileno / ETO

ÁCIDO POLIGLICÓLICO **PGA-403**  
Sutura Sintética Absorvível Gastrointestinal

**Vet<sup>®</sup> 4-0**  
70 cm

3,0 cm

Agulha 3/8 Cilíndrica  
Estéril: Óxido de Etileno / ETO

ÁCIDO POLIGLICÓLICO **PGA-4025**  
Sutura Sintética Absorvível Cuticular

**Vet<sup>®</sup> 4-0**  
70 cm

2,5 cm

Agulha 3/8 Cortante  
Estéril: Óxido de Etileno / ETO





# Vet<sup>®</sup> Suture

## BOAS ESCOLHAS

## TRAZEM BONS RESULTADOS



# CATGUT CROMADO

CATGUT CROMADO  
Sutura Absorvível

**4**

**CC-4**  
Gastrointestinal

**1,5 m**  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT CROMADO  
Sutura Absorvível

**3**

**CC-3**  
Gastrointestinal

**1,5 m**  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT CROMADO  
Sutura Absorvível

**2**

**CC-2**  
Gastrointestinal

**1,5 m**  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT CROMADO  
Sutura Absorvível

**1**

**CC-1**  
Gastrointestinal

**1,5 m**  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT CROMADO  
Sutura Absorvível

**1**

**CC-14**  
Gastrointestinal

**4,0 cm**

70 cm  
Agulha 1/2 Cilíndrica

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT CROMADO  
Sutura Absorvível

**1**

**CC-13**  
Gastrointestinal

**3,0 cm**

70 cm  
Agulha 3/8 Cilíndrica

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT CROMADO  
Sutura Absorvível

**0**

**CC-0**  
Gastrointestinal

**1,5 m**  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT CROMADO  
Sutura Absorvível

**0**

**CC-04**  
Gastrointestinal

**4,0 cm**

70 cm  
Agulha 1/2 Cilíndrica

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT CROMADO  
Sutura Absorvível

**0**

**CC-03**  
Gastrointestinal

**3,0 cm**

70 cm  
Agulha 3/8 Cilíndrica

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO



# Vet<sup>®</sup> Suture

**BOAS ESCOLHAS**

**TRAZEM BONS RESULTADOS**



## CATGUT CROMADO

CATGUT CROMADO  
Sutura Absorvível

**CC-20**  
Gastrointestinal

**2-0** 1,5<sub>m</sub>  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT CROMADO  
Sutura Absorvível

**CC-204**  
Gastrointestinal

**2-0** 4,0<sub>cm</sub>  
70 cm

Agulha 1/2 Cilíndrica

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT CROMADO  
Sutura Absorvível

**CC-203**  
Gastrointestinal

**2-0** 3,0<sub>cm</sub>  
70 cm

Agulha 3/8 Cilíndrica

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT CROMADO  
Sutura Absorvível

**CC-30**  
Gastrointestinal

**3-0** 1,5<sub>m</sub>  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT CROMADO  
Sutura Absorvível

**CC-303**  
Gastrointestinal

**3-0** 3,0<sub>cm</sub>  
70 cm

Agulha 3/8 Cilíndrica

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO



# Vet<sup>®</sup> Suture

**BOAS ESCOLHAS**

**TRAZEM BONS RESULTADOS**



## CATGUT SIMPLES

**CATGUT SIMPLES**

Sutura Absorvível

Vet<sup>®</sup>  
Suture

**1**

**CS-1**

Gastrointestinal

**1,5**  
m

Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

**CATGUT SIMPLES**

Sutura Absorvível

Vet<sup>®</sup>  
Suture

**1**

70 cm

**CS-14**

Gastrointestinal

**4,0**  
cm

Agulha 1/2 Cilíndrica

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

**CATGUT SIMPLES**

Sutura Absorvível

Vet<sup>®</sup>  
Suture

**1**

70 cm

**CS-13**

Gastrointestinal

**3,0**  
cm

Agulha 3/8 Cilíndrica

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

**CATGUT SIMPLES**

Sutura Absorvível

Vet<sup>®</sup>  
Suture

**0**

**CS-0**

Gastrointestinal

**1,5**  
m

Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

**CATGUT SIMPLES**

Sutura Absorvível

Vet<sup>®</sup>  
Suture

**0**

70 cm

**CS-04**

Gastrointestinal

**4,0**  
cm

Agulha 1/2 Cilíndrica

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

**CATGUT SIMPLES**

Sutura Absorvível

Vet<sup>®</sup>  
Suture

**0**

70 cm

**CS-03**

Gastrointestinal

**3,0**  
cm

Agulha 3/8 Cilíndrica

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO



# Vet<sup>®</sup> Suture

**BOAS ESCOLHAS**

**TRAZEM BONS RESULTADOS**



## CATGUT SIMPLES

CATGUT SIMPLES  
Sutura Absorvível

**CS-20**  
Gastrointestinal

**2-0** **1,5m**  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT SIMPLES  
Sutura Absorvível

**CS-204**  
Gastrointestinal

**2-0** **4,0cm**  
70 cm

Agulha 1/2 Cilíndrica  
Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT SIMPLES  
Sutura Absorvível

**CS-203**  
Gastrointestinal

**2-0** **3,0cm**  
70 cm

Agulha 3/8 Cilíndrica  
Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT SIMPLES  
Sutura Absorvível

**CS-30**  
Gastrointestinal

**3-0** **1,5m**  
Sem agulha

Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

CATGUT SIMPLES  
Sutura Absorvível

**CS-303**  
Gastrointestinal

**3-0** **3,0cm**  
70 cm

Agulha 3/8 Cilíndrica  
Estéril: Raio Gama Co. 60 / ETO

